



DANSK	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	NORSK	POLSKI	SUOMI	SVENSKA	РУССКИЙ	PORTUGUÊS	中文
<p><b>1. KLARGØRING AF BØJLEN</b> A. Tag bøjlen ud af indpakkningen. B. Find den bageste monteringer.</p> <p><b>2. OPRETHOLD AF DET BAGESTE PÅLEN</b> A. Ajustér bøjlen og patienten så ligger på siden med korrekt støtte. Placer den bageste monteringer midt på patientens ryg. B. Juster længden af det bageste panel/et på lårmekanismen, der forlænger bækkenområdet til den pålende rygparten af patientens hoved. Om nødvendigt bøjes metalstævet for at tage højde for kyfose. C. Løglul patienten på bageste panel. D. Fjern håndtagene på hver side af det bageste panel, og træk det bageste laterale panel ud fra hver side, mens det sikres, at panelet forbliver centreret på patienten. E. Fjern kroger fra polstring fra begge sider, for at klargøre det forreste panel tilbehør.</p> <p><b>3. PLACERING AF DET FORRESTE PÅNEL</b> A. Placer det forreste panel midt på patienten. Forlæng den forreste monteringer ved at lægge lårmekanismen og skubbe pudsen op til den passende højde. Forlæng den forreste monteringer ved at lægge lårmekanismen og skubbe pudsen op til den passende højde. Når den ønskede højde er opnået, læs den forreste monteringer på plads. B. For at foretage yderligere justeringer af den forreste støtte, læs og justeres vinklen for bærestykket til den ønskede vinkel. C. Fastgør velcro-stropperne, der forbinde både den forreste og bagester del af kraven, så den sidder tæt. D. Klem bærestykket på tgen for at fastlåse den tilværgede vinkel. E. Tryk for at stramtøjnings på begge sider, og frigjort fra de forreste tværgående paneler ud, så hvert panel når ud til det tværgående midtpunkt for patienten. F. Når de forreste tværgående paneler har passende størrelse, så tryk stramtøjnings led på panelerne for at låse dem på plads. Fastgør det forreste og det bageste panel.</p> <p><b>4. PÅSTÆNING AF STØTTETROPPER</b> A. Fjern stropperne for det laterale tillægsstykke og fastgør dem til den bageste monteringer med de dertilhørende klemmer på kraven. B. Gentag de samme trin på den modsatte side. Træk stropperne forsigtigt nedad for at sikre en tæt tilpasning med underarmskonfigurationen for CTLSO.</p> <p><b>5. STRAMNING AF BØJLEN</b> A. Træk ud fra træklinjerne for at opnå en tæt og bekvem pasning. B. Fastgør træklinjerne i de tilkøbt foran bøjlen.</p> <p><b>6. IÆTNING OG AFTAGNING AF BØJLEN</b> A. Placer træklinjerne på tgen af bøjlen. B. Læs en af CTLSO-stropperne fra kraven. C. På samme side fjernes velcro-stropperen på kraven. D. For at fuge den på, så træk de bagester tværgående paneler ud for at få den bedste kompression. E. Følg tråne baglæns for at påklæde bøjlen.</p> <p><b>ANVENDELSESFØRML</b> For at give bevægelsesbegrænsning og stabilitet til cervical-thorakal-lumbal-sakral rygssjelen.</p> <p><b>KLINISK FORDEL</b> For at afhjælpe symptomerne på de angivne indikationer gennem stabilisering og bevægelseskontrol af knæleddet.</p> <p><b>INDIKATIONER</b> Postoperativ støtte, degenerativ disksgydom, Udbygning eller herniatediske, Frakturhåndtering, Spontylolytose, Spontylolistese, Spinal stenose, Kyphosis, Spontylolist (Slidrig) / Degenerativ ledsygdom.</p> <p><b>KONTRAINDIKATIONER</b> Overfølsomhed eller allergi over for de materialer, bøjlen er fremstillet af. Høvelse i lymfeyeset forårsaget af lymfæknude sygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at bære en bøjle i henhold til medicinske instruktioner.</p> <p><b>FORSØLSREGLER</b> DISSE INSTRUKTIONER SKAL LÆSES FØR BRUG. Korrekt træning i brug af denne enhed skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun tilmeldinger og skal ikke bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand, anbefaler vi stærkt at du konsulterer licensiert helsepersonell før du bruger dette produkt. Riktig passform kræves for at dette produkt skal være effektivt. Under visse omstændigheder, kan dette produkt foreskrives av en læge. Se begrebet garanti for mer information.</p> <p><b>PLEJEINSTRUKTIONER</b> Håndvask kun ved 30° C. Vask med mild rengøringsmiddel; Lufttørning; Brug ikke kemikalier eller andre kemikalier.</p> <p><b>MATERIALER</b> Nylon, polykarbonat, ABS, HDPE, PVC, LDPE, acetal, bomull, EVA, polyuretán, aluminium, messing, polyester</p> <p><b>DER ER INTET NATURGUMMI LÆTTE I ENHEDEN.</b></p> <p><b>MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE</b> Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.</p> <p><b>RAPPORTERING</b> Venligst rapportér enhver alvorlig hændelse, der involverer brugen af denne enhed til både den kompetente myndighed i din stat og til producenten (angivet i dette dokument).</p> <p><b>BEGRENSET GARANTI</b> Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt køber dette produkt, at det er fri for mangler i materialer og udførelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products, LLC har tilfælde af mislykkede i garantien er reparation eller udskiftning af et eller af defekte produkter eller dele.</p> <p>Aspen Medical firmar, LLC, er ikke forpligtet til i henhold til denne begrænsede garanti tilfælde af: (a) Produktet er ikke købt hos Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede distributorkæder; (b) Produktet er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLC; eller (d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC's brugsvejledning.</p> <p>DET FORBEHOLD ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(a) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(b) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(c) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(d) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(e) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(f) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(g) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(h) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(i) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(j) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(k) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(l) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(m) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(n) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(o) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(p) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(q) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(r) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(s) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(t) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(u) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(v) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(w) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(x) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(y) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p> <p>(z) Forudsætningen er DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE BETINGELSE FOR HVAL, I TILFÆLDE AF, ELLER OM DER ER BETERET IFRØRDET ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC DEN ENESTE UBEVINGTE ANSVAR FOR ALLE IFRØRTE SPØRGSMÅL GARANTIER FOR ALLE TILFÆLDE SPECIFIKT, PÅLIDENDE ELLER IFRØRTE SÅDANNE, DENNE GARANTI ER FORBUDEN MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDFØRTE ELLER ANVENDT. GARANTIER FOR SÅDANNE TILFÆLDE ER IKKE BINDENDE. IFRØRTE SPØRGSMÅL, OG ALLE FORSPØRSELSE ELLER ANDRE PÅ DEN ASPEN, LEVERANDØR, DER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ANVENDS ELLER BRUGES IFRØRTE SÅDANNE, ER IKKE BINDENDE OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC'S BRUGSVEJLEDNING.</p>								